



# SURTRON<sup>®</sup>

## MONOPOLARNE URZĄDZENIA ELEKTROCHIRURGICZNE



**50D**

wysoka precyzja cięcia i koagulacji



**80D**

kompaktowy, ergonomiczny  
i łatwy w obsłudze



**80 – 120 – 160**

bipolarna koagulacja  
dla bezpieczniejszych  
zabiegów



### ZASTOSOWANIE NOŻA CHIRURGICZNEGO:

- koagulacja,
- gingiwektomia,
- gingiwoplastyka,
- plastyka wędzidełek,
- wycinanie zmian na błonie śluzowej (nadziąsłak, włókniak, gruczolak),
- wycinanie kaptura dziąsłowego,
- wydłużanie korony klinicznej,
- usuwanie przerosniętych tkanek miękkich.

**sanitex**

/@SanitexAndrzejKotowski

www.diatermie.pl, sanitex.biuro@diatermie.pl

tel: +48 501 252 501



# SURTRON®

jeden dotyk, wiele operacji 



SURGEON pencil S



SURGEON elektoda prełowa



SURGEON pencil



SURGEON sterownik nożny



SURGEON braENT



50D - 80D



80 - 120 - 160



200



Flash 120 - Flash160 HF - Flash 200



Surtron TOUCH 200




300 HP - 400 HP



Surtron SB




Elektrody



Pęsety bipolarne



Surtron EVAC



## SANITEX

 /@SanitexAndrzejKotowski

www.diatermie.pl, sanitex.biuro@diatermie.pl

tel: +48 501 252 501